


Snake

Saves time during valve implantation by keeping the suture-ends organized and tangle-free



Adjustable

- 切開創の形状や位置に合わせて自由にデバイスの角度を変えることができます
- デバイス内部にステンレス製のワイヤーを使用しているため、胸郭の湾曲に合わせてデバイスを屈曲させて使用できます
- 糸掛けの本数が少ない場合はデバイスを振り切ることで長さを調整することができます
- MICSなどの小切開の手技に適しています



Easy to Use

- 1から8までのブロックのそれぞれの溝に「A」と「B」と印字されており糸の把持、仕分けが容易にできます
- 裏には粘着シールが付いており、ドレイプなどに簡単に固定ができます
(必要に応じてデバイスの両端にある穴を利用して糸や鉗子などで固定してください)

Designed for Safety

- 糸把持部分はシリコンゴム製で確実に縫合糸を把持します
- ラテックスフリーです

SNAKE スーチャーオーガナイザーは手術の様々なシチュエーションに応じてその形状を自在に変化させることができます



型番	販売名	包装単位	医療機器届出番号	JANコード
SUTORUS3L	SNAKE スーチャーオーガナイザー	1箱/4パック (1パック3個入)	13B1X00319ME0001	4580236789130

製造販売元

VITAL

株式会社 バイタル

〒140-0002
東京都品川区東品川3丁目17番6号 シーサイドV4階
TEL 03-3458-1261 FAX 03-3458-1263
URL <http://www.vital-j.co.jp>
E-mail marketing@vital-j.co.jp

製造元



Med Europe S.r.l.
(イタリア)

**medical
instruments**
S.p.A.